


MACHEREY-NAGEL

ВЭЖХ колонки NUCLEODUR®

Обновление 2018

в продолжение большого успеха
прошлогодней кампании

Хроматография



Хроматография движет нами

- NUCLEODUR® C₁₈ Gravity
- NUCLEODUR® C₁₈ Gravity-SB
- NUCLEODUR® π²



MACHEREY-NAGEL

www.mn-net.com



Since 1911

ВЭЖХ колонки NUCLEODUR®

- Колонки изготовлены на основе силикагеля высочайшей чистоты
- Доступны различные размеры частиц, например, 1.8 мкм (UHPLC), 3 мкм, 5 мкм и больше
- По запросу доступны колонки с иной геометрией и размерами частиц

NUCLEODUR® C₁₈ Gravity

- Колонки изготовлены на основе силикагеля высочайшей чистоты
- Доступны различные размеры частиц, например, 1.8 мкм (UHPLC), 3 мкм, 5 мкм и больше
- По запросу доступны колонки с иной геометрией и размерами частиц

Внутренний диаметр	100 мм	150 мм	250 мм	Предколонка
NUCLEODUR® C ₁₈ Gravity, 5 мкм	REF	REF	REF	REF
2 мм ID	760104.20	760103.20	760101.20	761903.20
3 мм ID	760104.30	760103.30	760101.30	761903.30
4 мм ID	760104.40	760103.40	760101.40	761903.30
4.6 мм ID	760104.46	760103.46	760101.46	761903.30

NUCLEODUR® C₁₈ Gravity-SB

- Гидрофобная фаза C₁₈ с высокой чувствительностью – лучшее удерживание компонентов с малым временем удерживания.
- Отличная эффективность в водных подвижных фазах
- Пригодно для ВЭЖХ/МС (LC/MS) благодаря «низкому сочению» (low bleeding)

Внутренний диаметр	100 мм	150 мм	250 мм	Предколонка
NUCLEODUR® C ₁₈ Gravity-SB, 5 мкм	REF	REF	REF	REF
2 мм ID	760616.20	760618.20	760619.20	761992.20
3 мм ID	760616.30	760618.30	760619.30	761992.30
4 мм ID	760616.40	760618.40	760619.40	761992.30
4.6 мм ID	760616.46	760618.46	760619.46	761992.30

NUCLEODUR® π²

- 2 механизма взаимодействия: π-π взаимодействия и гидрофобные взаимодействия
- Лучше удерживает ароматические и ненасыщенные соединения (USP L11)
- Превосходная эффективность при использовании 100 % водной фазы.

Внутренний диаметр	100 мм	150 мм	250 мм	Предколонка
NUCLEODUR® π ² , 5 мкм	REF	REF	REF	REF
2 мм ID	760622.20	760624.20	760625.20	761810.20
3 мм ID	760622.30	760624.30	760625.30	761810.30
4 мм ID	760622.40	760624.40	760625.40	761810.30
4.6 мм ID	760622.46	760624.46	760625.46	761810.30

Основная информация

Элюент в колонке: Ацетонитрил-Вода

Фасовка: Колонка – 1 шт. в упаковке; предколонка – 3 шт. в упаковке



Каширское ш. 9/3
115230 Москва
Россия / Russia
tel.: +7-495-728-4192 / fax.: +7-495-742-8341
www.chimmed.ru / chrom@chimmed.ru
www.facebook.com/chimmed.ru/



Система защиты колонок
Все предколонки требуют Систему Защиты Колонок держатель предколонок REF 718966.

www.mn-net.com

MACHEREY-NAGEL



MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG · Neumann-Neander-Str. 6–8 · 52355 Düren · Germany

DE / International:

Tel.: +49 24 21 969-0

Fax: +49 24 21 969-199

E-mail: info@mn-net.com

CH:

Tel.: +41 62 388 55 00

Fax: +41 62 388 55 05

E-mail: sales-ch@mn-net.com

FR:

Tel.: +33 388 68 22 68

Fax: +33 388 51 76 88


E-mail: sales-fr@mn-net.com

US:

Tel.: +1 484 821 0984

Fax: +1 484 821 1272

E-mail: sales-us@mn-net.com



Спрашивайте
специальную
скидку!
%

